

**MEDAP-GERÄTESCHIENEN
UND ZUBEHÖR**





HOCHWERTIGE GERÄTESCHIENEN MIT ZUBEHÖRPROGRAMM VEREINFACHEN DEN MEDIZINISCHEN PFLEGEALLTAG



Intelligent aufeinander abgestimmt: In Situationen, wenn jeder Griff sitzen muss, ist es unabdingbar, dass der Arbeitsablauf hundertprozentig funktioniert. Passend für eine optimale medizinische Patientenversorgung wurde deshalb ein hochwertiges Schienensystem zur schnellen und übersichtlichen Aufnahme von medizinischen Geräten entwickelt. Zusammen mit dem passenden Zubehörprogramm wird es den modernen Anforderungen im gesamten klinischen wie außerklinischen Bereich mehr als

gerecht. Überzeugend in Form und Funktion setzen die Geräteschienen und Zubehör seit Jahren weltweit erfolgreich neue Standards bei der Workflow-Optimierung in Kliniken und Praxen. Als qualitativ hochwertige Ausstattungslösung bieten sie eine perfekte Verbindung aus langlebigen, robusten Materialien, erstklassiger Verarbeitung, sicherer Handhabung und besonders einfacher Montage.

IDEAL FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE MEDAP-GERÄTESCHIENEN UND GERÄTEHALTER

Alles aus einer Hand: MEDAP-Geräteschienen nach DIN EN ISO 19054 und das passende Zubehörprogramm ermöglichen eine schnelle, platzsparende und vor allem übersichtliche Aufnahme und Anordnung von medizinischen Geräten.

Insgesamt stehen folgende Komponenten zur Auswahl:

- Geräteschienen 25 x 10 mm
- Gerätehalter in verschiedenen Ausführungen
- Infusionsflaschenhalter mit Spezialzubehör
- Gelenkarm mit Schlauchhalter
- Monitorträger und Ablageplatten
- Körbe und Halter aus Edelstahl
- Bettentrenner

Ganz nach Bedarf: MEDAP-Geräteschienen mit einem Schienenprofil von 25 x 10 mm sind in den Standardlängen 1 m, 2 m und 3 m erhältlich. Mit einer stabilen Verbindungsplatte können sie einfach und sicher miteinander

GERÄTESCHIENEN 25 X 10 MM

Standardmaße	Länge	Art.-Nr.
Geräteschiene	1 m	5750 7974
Geräteschiene	2 m	5750 7975
Geräteschiene	3 m	5750 7976

Sondermaße	Länge	Art.-Nr.
Geräteschiene / 2 Bolzen	0-0,99 m	5752 0572
Geräteschiene / 3 Bolzen	1,01-1,50 m	5752 0573
Geräteschiene / 4 Bolzen	1,51-1,99 m	5752 0574
Geräteschiene / 5 Bolzen	2,01-2,50 m	5752 0575
Geräteschiene / 6 Bolzen	2,51-2,99 m	5752 0576
Geräteschiene / 7 Bolzen	3,01-3,50 m	5752 0577
Geräteschiene / 8 Bolzen	3,51-4,00 m	5752 0519

Empfohlenes Zubehör	Länge	Art.-Nr.
Verbindungsplatte		5750 7985

verbunden und damit ideal verlängert werden. Darüber hinaus sind MEDAP-Geräteschienen aber auch in individuellen Längen bis 4 m lieferbar – passend für eine maßgeschneiderte Ausstattungslösung.

Hochwertige Werkstoffe: MEDAP-Geräteschienen werden ausschließlich aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl gefertigt. Die Hohlschiene hält dabei einer Belastung von 50 kg pro Bolzen stand, wobei der Bolzenabstand 50 cm beträgt. Damit ergibt sich eine Tragkraft von 100 kg pro Meter.

Besonders einfache Montage: MEDAP-Geräteschienen lassen sich schnell und ohne großen Aufwand horizontal an jeder Wand montieren, zumal alle örtlichen Gegebenheiten wie auch Wandsysteme berücksichtigt werden können.

Spezielle zweiteilige, schwarze Abdeckkappen sorgen für eine besonders leichte, mühelose Montage der Hohlschiene, da sie erst nach der Befestigung der Geräteschienen an der Wand aufgesteckt werden. Auch der Potentialausgleichsanschluss lässt sich einfach und unkompliziert ausführen.

Die Hohlschienen mit einem Schienenprofil von 25 x 10 mm sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.





Erdungsklemmen zum einfachen Anschluss des Potentialausgleichs



Zweiteilige Abdeckkappen für eine mühelose Wandmontage



Endkappen zum Abschluss der Schienenenden sind im Lieferumfang enthalten.



Verbindungsplatte zur sicheren Verlängerung von Geräteschienen

Komplettpaket: MEDAP-Geräteschienen werden komplett mit Montageset, Erdungsklemmen, zweiteiligen Abdeckkappen und Endkappen geliefert. Wird eine Verlängerung gewünscht, müssen nur die Verbindungsplatten als Zubehör bestellt werden.

Fest im Griff: Bei Geräten ohne Geräteschienenhalter empfiehlt sich die Verwendung eines Gerätehalters. Zwei Senkbohrungen M5 im Abstand von 22 mm sorgen für eine zuverlässige Verschraubung der entsprechenden Geräte und eine sichere Befestigung an einer Geräteschiene 25 x 10 mm.

GERÄTEHALTER

Für Geräteschiene 25 x 10 mm

Art.-Nr.

Gerätehalter mit Feststellschraube

5752 4532



Gerätehalter mit Feststellschraube – zur Verschraubung



MEDAP-Geräteschienen lassen sich problemlos wischdesinfizieren.

Die zweiteiligen Abdeckkappen werden erst nach der Montage aufgesteckt.



*Edelstahl-Infusionsflaschenhalter
mit variabler Teleskop-
Infusionsstange, 4-fach Hakenwelle
und Abtropfglas mit Halter*

PERFEKT FÜR EINE PLATZSPARENDE PATIENTENVERSORGUNG INFUSIONSFLASCHENHALTER UND ZUBEHÖR

Flexible Ausstattungslösung: Wirtschaftlich und platzsparend präsentiert sich der neu konzipierte Infusionsflaschenhalter zur Aufnahme von Infusionsflaschen und -beuteln wie auch Infusions- und Spritzenpumpen. Mit der Teleskop-Infusionsstange aus Edelstahl, die von 1,15 m bis 2,20 m verstellbar ist, können alle geforderten Anwendungshöhen einfach und schnell bedient werden. Mit einem Durchmesser des Außenrohrs von 25 mm und einem Durchmesser des Innenrohrs von 18 mm wird die Teleskop-Infusionsstange an Geräteschienenhalter mit 25 mm Bohrung befestigt. Der komplette Edelstahl-Infusionsflaschenhalter verfügt über die Teleskop-Infusionsstange, eine 4-fach Hakenwelle und ein Abtropfglas mit Halter.

Bewährter Partner: Zusätzlich zum Infusionsflaschenhalter mit verstellbarer Teleskop-Infusionsstange bietet ATMOS einen Infusionsflaschenhalter mit 1,60 m langer Infusionsstange. Dank einem Rohrdurchmesser von 25 mm können dort bis zu fünf Infusions- und Spritzenpumpen gleichzeitig angebracht werden.

Stabil und robust: Der Geräteschienenhalter eignet sich hervorragend zur einfachen Montage von Befestigungsstangen mit 25 mm Außenrohrdurchmesser an Geräteschienen 25 x 10 mm.

Hier stimmt jedes Detail: Passend für jede Anwendung erlaubt der variable Geräteschienenhalter die flexible Montage von Befestigungsstangen mit 25 mm Außenrohrdurchmesser an Geräteschienen – und zwar in einem Bereich von 10-20 cm. Damit kann der Abstand zwischen zwei verschiedenen tiefen Geräteschienen, die z.B. an der Wand und auf einem Versorgungskanal montiert wurden, optimal ausgeglichen werden.



Robuster Geräteschienenhalter zur Aufnahme von Befestigungsstangen



Variabler Geräteschienenhalter – ideal zum Ausgleich von verschieden tiefen Geräteschienen

INFUSIONSFLASCHENHALTER UND ZUBEHÖR

Für Geräteschiene 25 x 10 mm	Art.-Nr.
Infusionsflaschenhalter / variabel, 1,15 - 2,20 m	5752 4535
Geräteschienenhalter	5752 4536
Geräteschienenhalter / variabel	5752 4537

ABLAGE MIT SYSTEM ZUBEHÖR FÜR GERÄTESCHIENEN

Sichere Handhabung: Das gesamte Geräteschienen-zubehör von ATMOS ist so konzipiert, dass es mit nur einem oder wenigen Handgriffen schnell und äußerst zuverlässig an einer Geräteschiene angebracht werden kann.

Vielseitig im Einsatz: FINA Schienenklammern aus Metall und Kunststoff eignen sich zur Aufnahme von Produkten mit Geräteträgeranschluss nach DIN EN 12218. Sie passen an alle üblichen Geräteschienen.

Praktischer Helfer: Immer dann, wenn Schläuche mit unterschiedlichen Durchmessern gehalten werden müssen, sorgt der flexible Schlauchhalter für Ordnung.

Immer zur Hand: Im Handschuhhalter aus Edelstahl finden alle üblichen Verpackungseinheiten von Einweghandschuhen ihren Platz.



Kleiner Edelstahl-Katheterhalter



Großer Edelstahl-Katheterhalter – auch für Fahrgestell



FINA Schienenklammer aus Metall



FINA Schienenklammer aus Kunststoff



Kleiner Edelstahl-Ablagekorb



Großer Edelstahl-Ablagekorb



Halter mit Doppelhaken z.B. für gerollte Anschlusschläuche



Flexibler Schlauchhalter für verschiedene Absaugschläuche



Abfallbeutelhalter mit Haltering für einfachen Abfallbeutelwechsel



Edelstahl-Handschuhhalter



Katheterköcher mit transparenter Abdeckhaube

Entscheidende Vorteile: Der Katheterköcher mit Abdeckhaube überzeugt in vielerlei Hinsicht. Gut sichtbar, erleichtert er nicht nur den Workflow. Er ermöglicht vor allem die geschlossene Aufbewahrung steriler Absaugkatheter und erfüllt damit die aktuelle DIN 58953/8 für Sterilgüter. Außerdem lässt er sich leicht reinigen, dank abnehmbaren Bodenteil mit Bajonettverschluss.

Besonders belastbar: Dank ihrer hohen Tragkraft und soliden Bauweise garantieren der Monitorträger mit Schublade wie auch die Ablageplatte eine zuverlässige und sichere Aufnahme von medizinischen Überwachungsgeräten an Geräteschienen. Aus Sicherheitsgründen sind sie mit Gummischutzecken als Kantenschutz ausgestattet.

Darauf ist Verlass: Die beiden Ablageschalen aus hochwertigem Edelstahl dienen zur Aufnahme unterschiedlichster medizinischer Instrumente und Hilfsmaterialien. Sie lassen sich stabil an einer Geräteschiene 25 x 10 mm montieren und sind leicht zu desinfizieren. Darüber hinaus ist die runde Ablageschale schwenkbar, was den Bedienungskomfort erhöht.



Stabiler Monitorträger mit Schublade – 40 kg Tragkraft



Edelstahl-Ablageplatte mit 20 kg Tragkraft



Schwenkbare Edelstahl-Ablageschale

GERÄTESCHIENENZUBEHÖR

Für Geräteschiene 25 x 10 mm	Abmessung	Art.-Nr.
Halter mit Doppelhaken		5750 8014
Schlauchhalter		5750 8021
Abfallbeutelhalter	190 x 270 mm	5752 4534
Handschuhhalter	135 x 140 x 225 mm	5752 4539
Monitorträger mit Schublade	540 x 360 mm	5752 4533
Ablageplatte	255 x 255 mm	5750 7987
Ablageschale / rund	Durchmesser 20 cm	5752 4538
Für alle üblichen Geräteschienen	Abmessung	Art.-Nr.
Schienenklammer / Metall		5752 2048
Schienenklammer / Kunststoff		5752 2540
Katheterhalter / klein	90 x 90 x 350 mm	5750 5157
Katheterhalter / groß	150 x 100 x 480 mm	5750 8002
Ablagekorb / klein	170 x 130 x 85 mm	5750 8012
Ablagekorb / groß	470 x 180 x 150 mm	5750 8022
Katheterköcher	100 x 115 x 445 mm	5752 5150
Abdeckhaube für Katheterköcher	100 x 105 x 280 mm	5752 5151

VORHANG AUF FÜR EIN MEHR AN DISKRETION BETTENTRENNER FÜR GERÄTESCHIELE UND WANDMONTAGE



Schwenkbarer Bettentrenner zur Befestigung an allen üblichen Geräteschienen



Weißer Vorhang aus kochfestem Leinen

Schneller Schutz der Privatsphäre: Immer wenn bei der medizinischen Patientenversorgung ein Stück mehr an Diskretion angebracht ist, hat sich der ausziehbare Bettentrenner als äußerst praxisorientierte Lösung bewährt – in der Klinik ebenso wie im außerklinischen Umfeld. Insgesamt stehen zwei Modelle zur Auswahl, die komplett mit den passenden weißen Vorhangringen und Vorhangklammern geliefert werden.

Bettentrenner Geräteschiene: Dieses Modell kann an allen üblichen Geräteschienen befestigt werden. Zur Stabilisierung ist es mit einer Wandabstützung ausgestattet.

Für ein Maximum an Flexibilität: Beide Bettentrenner zeichnen sich durch einen handlichen Teleskopausleger aus, der sich leicht bewegen und bis 150 cm ausziehen lässt. Darüber hinaus ist er auch um 180 Grad horizontal schwenkbar.

Praktischer Sichtschutz: Der hochwertige Vorhang ist aus weißem, kochfestem Leinen gefertigt. Er ist 110 cm hoch und 190 cm lang.

BETTENTRENNER

Produkt	Abmessung	Art.-Nr.
Bettentrenner / Geräteschiene		5752 4541
Vorhang	1,90 x 1,10 m	5750 1631



*Praktisches Duo auf engstem Raum:
Der schwenkbare Bettentrenner mit
weißem Vorhang und der Abfall-
beutelhalter für alle handels-
üblichen Abfallbeutel lassen sich
jederzeit einfach und schnell an der
Geräteschiene befestigen.*



■ **Hersteller:**

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 7653 689-0
www.atmosmed.com
www.atmos-medap.de